

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.sartogsm.nt-rt.ru

Полумикровесы MB 210-A

Максимальная точность – даже при минимальных количествах образцов

Внесены в Госреестр СИ:
Российской Федерации: № 26554-04
Республики Беларусь: № РБ 03 02 4316 10
Республики Казахстан: № KZ.02.03.03293-2010/26554-04
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 24104-2001

Назначение:

- Полумикровесы MB применяются:
- на фармпроизводствах;
- в металлургической отрасли и добыче драгоценных металлов;
- в лабораториях по разработке и контролю качества лекарств, и косметики и продуктов питания;
- в атомной энергетике и аэрокосмической индустрии;
- для нанотехнологий.

Оснащение:

- весы с пятым знаком;
- встроенная калибровочная гиря;
- протоколирование по ISO/GLP;
- применяются для определения плотности и калибровки пипеток.

Технологии:

Полумикровесы MB обеспечивают высокую точность и производительность, они долговечны и надежны. В конструкции весов используется монолитная патентованная весовая ячейка SARTORIUS.

Качество:

- конструктивно весы состоят из электронного блока и весовой системы, это минимизирует воздействие изменений температуры и обеспечивает наивысшую достоверность показаний;
- большой ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает легкое считывание результатов;
- стеклянная ветрозащитная витрина;
- конструктивная возможность взвешивания под весами (гидростатическое взвешивание).



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.sartogsm.nt-rt.ru

Технические характеристики							
Модель	Наибольший предел взвешивания, г	Наименьший предел взвешивания, мг	Дискретность отсчёта, мг	Цена поверочного деления, мг	Класс точности по ГОСТ 24104-2001	Гиря для калибровки весов	Размер чашки весов, мм
МВ 210-А	210	1	до 80 г – 0,01 св. 80 г – 0,1	1	Ⓢ	встроенная	∅ 75



Опции:	Драйвер для передачи результатов взвешивания от весов в компьютер
	Программа для отображения статической обработки и ведения архивов результатов взвешивания
	Кабель RS 232C (9 pin) 3 м
	Кабель RS 232C (9 pin) 6 м
	Набор для определения плотности YDK-01
	Набор для калибровки пипеток YCP03-1 с программой «СартоКап»

Преимущества:
Весы МВ в диапазоне до 80 г обеспечивают дискретность взвешивания, которая в 10 раз превышает стандартную (d=0,00001 г).

Интерфейс:
Интерфейс RS-232 для связи с персональным компьютером, принтером и другими устройствами, (ПО – опция).

Прикладные программы:

- память веса тары, взвешивание брутто/нетто;
- компенсация тары;
- процентное взвешивание;
- рецептурное взвешивание;
- усреднение массы (взвешивание животных) или нестабильных образцов;
- подсчет количества штук (деталей);
- суммирование количества предметов;
- переключение единиц измерения массы;
- 18 единиц измерения.



Полумикровесы МВ
– совершенный инструмент для работ с пятым знаком;
...единственные полумикровесы
российского производства!